


ANA.NOVA® Hybrid Pfanne

Produktmerkmale

- Seit 2004 im Einsatz, lange klinische Erfahrung
- Vereinigt als einziges Implantat Vorzüge von Pressfit- und Schraubpfanne
- Ausgereiftes und anwenderfreundliches Instrumentarium
- rund 100.000 mal erfolgreich implantiert
- Sehr gute Primär- und Kippstabilität
- Doppelbeschichtung (Titanplasma + Bonit®)
- MIS Implantate und Instrumente
- 32mm PE ab der Größe 50
- 32mm CE und XLPE ab Größe 44
- 36mm CE und XLPE ab Größe 50



ANA.NOVA® Hybrid Pfanne, zementfrei

Pfannengröße/ Inlaygröße	Art.-Nr.	Inlaygröße/ Ø Kugelkopf	PE-Inlay Standard	Miradur® XLPE-Inlay + Vitamin E	PE-Inlay Dysplasie	Miradur® XLPE-Inlay Dysplasie + Vitamin E	BIOLOX® delta Keramik- Inlay
44/39	96144*	39/28	96101	96701	96201	96801	–
46/39	96146	39/32	–	96711	–	96811	96411
48/39	96148						
50/44	96150	44/32	96112	96712	96212	96812	96412
52/44	96152	44/36	–	96722	–	–	96422
54/44	96154						
56/44	96156						
58/48	96158	48/32	96113	96713	96213	96813	96413
60/48	96160	48/36	–	96723	–	96823	96423
62/52	96162	52/32	96114	96714	96214	96814	96414
64/52	96164	52/36	–	96724	–	96824	96424
66/52	96166*						
Ersatz Schraube	96100						

* = Sondergröße