

# PFANNENREVISIONSSCHALE NACH BURCH-SCHNEIDER

Bei Revisionseingriffen oder Eingriffen bei großen Defekten des Acetabulums, werden seit circa 30 Jahren Schalen nach dem Prinzip von Burch-Schneider verwendet, um eine stabile Verankerung im gesunden Knochen zu erreichen und das anatomische Rotationszentrum wiederherzustellen. Die Pfannenrevisions-

schale nach Burch-Schneider besteht aus Titan nach ISO 5832-2 und ist in 4 Größen (44, 50, 56, 62), jeweils in Links- und Rechts-Ausführung erhältlich. Diese Größen entsprechen den Durchmessern der Polyethylen-Pfannen, die in die jeweilige Pfannenrevisionschale eingebracht werden.

## Produktmerkmale

- anatomisches Design
- Wiederherstellung des Rotationszentrums
- sichere Abstützung der zementierten PE-Pfannen
- gute Passform
- in vier Größen (44, 50, 56, 62) erhältlich
- Spongiosaschrauben in 6,5 x 15 mm bis 6,5 x 60 mm verfügbar (einzeln/steril verpackt)



## Implantate

**Pfannenrevisionschale nach Burch-Schneider  
ISO 5832-2 Titan**

Außen-Ø	Pfannengröße		Art.-Nr.
50	Gr. 44	links	367-1419
		rechts	367-1418
56	Gr. 50	links	367-1421
		rechts	367-1420
62	Gr. 56	links	367-1423
		rechts	367-1422
68	Gr. 62	links	367-1425
		rechts	367-1424

**Flachkopfschraube Ø 6,5 mm,  
ISO 5832-3 Ti6Al4V selbstschneidend**

Länge	Art.-Nr.
15 mm	000-290-15
20 mm	000-290-20
25 mm	000-290-25
30 mm	000-290-30
35 mm	000-290-35
40 mm	000-290-40
45 mm	000-290-45
50 mm	000-290-50
55 mm	000-290-55
60 mm	000-290-60